

現場の衛生管理を力強くサポート！ノロウイルス・インフルエンザ対策に



セリウスソフト水

次亜塩素酸水

- PH5.5~6.5
- 成分:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸



持ち運び便利
50mlタイプ
495円(税込)



すぐに使える
500mlタイプ
990円(税込)



置き場所を選ばない
4kgタイプ
1,980円(税込)



コンパクト大容量
10kgタイプ
3,960円(税込)



たっぷり大容量
20kgタイプ
6,600円(税込)



細菌・ウイルス トイレ 部屋 タバコ 介護ケア キッチン ペット ベビー用品 車

確実に殺菌、そして安全。目指したのは強さと優しさです…

セリウスソフト水をミスト状にして空間へ放出

空気中の細菌・ウイルスを不活性化し、臭い(アンモニア系)も分解しながら、室内を加湿

| 型式 MX-200 |

超音波式空間除菌消臭噴霧器

| 型式 HM-201 |



適応面積 **約14畳**

メーカー希望小売価格 38,000円(税別)
29,800円(税込)

- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:25W
- 噴霧方式:超音波式
- 噴霧量:300ml/h(最大)
- タンク容量:4L ●重量:2.0kg
- 寸法(mm):幅215×奥行175×高さ358

- 除菌
- 消臭
- 加湿



適応面積 **約26畳**

メーカー希望小売価格 46,000円(税別)
39,800円(税込)

- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:25W
- 噴霧方式:超音波式
- 噴霧量:350ml/h(最大)
- タンク容量:5L ●重量:2.5kg
- 寸法(mm):幅235×奥行320×高さ410

●お問い合わせは

販売元



有限会社 オムコ 北海道

〒007-0842
札幌市東区北42条東1丁目3番16号ウィーンの森番館1F

TEL 011-742-7111

✉info@omco-h.com

セリウスソフト水の主な利用方法


| 主な用途 | 使用方法 |
|-------------|--|
| 手指除菌 | 4倍希釈を噴霧します、アルコールより手荒れがしません |
| 室内の加湿 | インフルエンザ、ノロウイルス対策に専用の超音波噴霧器で4~10倍希釈を噴霧して加湿、除菌、消臭が出来ます |
| 調理台・冷蔵庫 | 原液を噴霧して、除菌した布きんで拭き取る |
| まな板 | 原液を噴霧して、除菌した布きんで拭き取る |
| 布きん・ダスター | 4倍希釈に5分間浸け置き、漂白(原液はより漂白作用があります)と除菌で乾燥中も菌の増殖を抑制 |
| スポンジ、タワシ | 4倍希釈に5分間浸け置き、漂白(原液はより漂白作用があります)と除菌が出来ます |
| 野菜、果物 | 4倍希釈に5分間浸け置きし、水道水ですすぎ |
| 魚介類 | 4倍希釈に5分間浸け置きし、水道水ですすぎ |
| グリストラップ・排水口 | セリウスソフト水が流れる事で悪臭や汚れが軽減できます |
| 吐ぶつ・汚物 | 飛散しないようペーパータオルで拭き取り、その後原液で浸すように拭いてください ※1 |
| 壁や床の除菌 | 4倍希釈10Lで約50㎡の床の除菌が出来ます |
| うがい | 4倍希釈でうがい(インフルエンザの感染予防、歯垢の付着予防と歯槽膿漏や口臭の予防) |
| 歯ブラシやコップ | 4倍希釈を容器に入れ、歯ブラシを5分間漬け置き、取り出してそのまま乾燥 |
| 入れ歯 | 4倍希釈に浸け置きして除菌 |
| お風呂 | お湯に原液1L(200Lの浴槽の場合)入れるとお湯と浴槽の除菌になります |
| 浴室内 | 原液をスプレーすると目地や排水口が綺麗なまま、カビの黒ずみやヌメリが付きません |
| ペット | 犬や猫はシャンプー後、お湯で4倍希釈したセリウスソフト水でリンスすると体臭が軽減します |
| ペットのおしっこ | 原液をかけて拭き取ると臭いが分解され消臭効果と除菌になります |
| お年寄りの介護 | お湯で4倍希釈し、寝たきりのお年寄りの清拭。おむつ交換の時の陰部の洗浄 |
| 足浴 | お湯で4倍希釈し両足を10分ほど浸ける、(フットバスでバブリングすると効果大)水虫の感染予防に |
| 傷や化膿創 | 4倍希釈をスプレーしながら綿球などで感染創を除去し乾燥 |
| 尿便器、ラバーシート | 原液を噴霧して、除菌した布きんで拭き取る |
| 陰部、臀部 | 4倍希釈を温めて陰部洗浄するとただれ、臭いの防止 |
| タバコ臭 | 専用噴霧器に4~10倍希釈して空気中に噴霧するとさわやかな空気になります |
| アンモニア臭 | 専用噴霧器に4~10倍希釈して空気中に噴霧するとクロラミンという無臭無害の物質に化学変化します |
| 超音波以外の加湿器 | 加湿器用の水に20倍希釈で入れると、雑菌の繁殖を抑えられます |

ご注意 セリウスソフト水は直射日光や高温になる場所には置かないようにしてください、濃度低下が早まります

※1 汚物廃棄のビニール袋に入れる次亜塩素酸ナトリウムの代用にはなりませんので、次亜塩素酸ナトリウムの1000ppm以上を使用してください


■4倍希釈のつくり方

セリウスソフト水原液(200ppm)1Lに水(またはお湯)を3L入れると4倍希釈液4Lになります。この時の次亜塩素酸の濃度は50ppmです。



■10倍希釈のつくり方

セリウスソフト水原液(200ppm)0.4Lに水(またはお湯)を3.6L入れると10倍希釈液4Lになります。この時の次亜塩素酸の濃度は20ppmです。



様々な業種で活躍しています ※本製品に不向きな用途や使用環境がございますので、あらかじめ販売店にお問い合わせください。

オフィス/医療施設(病院・クリニック等)/老人福祉施設/学校/学習塾/保育所/飲食店/ホテル/ペットショップ/ブリーダー/理容・美容室/フィットネスクラブ/エステ/温泉/銭湯/パチンコ店/カラオケ店/各種娯楽施設/ゴミ置き場/喫煙所/トイレ/生花栽培/食品加工工場/各種製造工場/各種実験施設等 その他用途は多数あり